

Produktinformation

Demotec 95, Flüssigkeit 500ml, zur Klauenbehandlung bei Rindern

Art-Nr.: 07-069 / GTIN: 4038293070697 / Marke: [Demotec](#)



Demotec®

UVP 33,70 EUR

29,90 EUR / Stück

Grundpreis: 59,80 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werkstage

1 Stück auf Lager

Demotec 95 ist ein Spezialkunststoff, der als Hilfsmittel zur Behandlung von Lahmheiten bei Rindern entwickelt wurde. Durch seine herausragende Qualität und einfache, angenehme Verarbeitung bietet er bei der Behandlung von Klauenerkrankungen eine ideale Problemlösung. Das neuentwickelte DEMotec 95

Produktinformation

zeichnet sich besonders durch seine klebefreie Modellierbarkeit aus und kann sofort nach dem Anmischen verarbeitet werden. Unter die gesunde Klaue wird mit dem Kunststoff ein Holzklötz geklebt. Durch diese Erhöhung der gesunden Klaue wird die kranke Klaue entlastet und ruhiggestellt. Diese Druckenlastung mindert deutlich den Schmerz und führt dadurch spontan zu einer Besserung des Lahmheitsgrades.

Der Kunststoff läßt sich einfach, schnell und angenehm anmischen und klebefrei modellieren. Durch eine besondere Materialkombination kann Demotec 95 schon wenige Sekunden nach dem anmischen verarbeitet werden. Der Kunststoff hat eine Kuchenteig ähnliche Konsistenz und kann sofort auf Klaue und Holzklötz aufgebracht und klebefrei in die gewünschte Form modelliert werden. Um die Dosierung des Kunststoffes zu erleichtern, wird das Pulver jetzt in anwendungsgerechten Portionspackungen geliefert. 1 Beutel mit 70 g Inhalt entspricht dem Materialbedarf einer Behandlung. Bei richtiger Dosierung kann das gesamte Material, ohne zu tropfen und ohne zu schmieren, sauber und bequem verarbeitet werden. Das erleichtert wesentlich die Verarbeitung auch außerhalb der Stallungen.

Um unnötige Wartezeiten beim Anmischen und Verarbeiten auszuschließen, wurde die Darreichungsform von Demotec 95 optimiert. Der aus Pulver und Flüssigkeit bestehende Spezialkunststoff Demotec 95 wird in einem Verhältnis von 2 : 1 Gewichtsteilen angemischt. Mit dem beigefügten Meßbecher werden dazu 35 ml Flüssigkeit abgemessen und in den Anmischbecher gegossen. Danach wird der gesamte Beutelinhalt des portionierten Pulvers hinzugegeben. Sofort nach dem kräftigen Durchmischen kann der Kunststoff auf Klaue und Holzklötz aufgetragen werden. Es gibt keine unnötigen Wartezeiten. Keine einzige Minute.

Vorteile:

- Schnelle und sehr angenehme Verarbeitung
-

Produktinformation

- . Kunststoff ist sofort nach dem Anmischen klebefrei modellierbar
- . Pulver in anwendungsgerechten Portionspackungen
- . Individuelle Anpassung an die Klaue möglich
- . Sehr preisgünstig
- . Keine Verringerung der Milchleistung
- . Kaum Gewichtsverluste

Technische Daten:

- . Inhalt: 500 ml
- . Gebinde: Flasche

Anwendungsbereiche:

- . Zur Behandlung von Lahmheiten bei Kühen und Rindern

Lieferumfang:

- . 1x Demotec Flüssigkeit 500ml



Gefahrenhinweise Flüssigkeit:

Signalwort: Gefahr!

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise Flüssigkeit:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Produktinformation

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.